



ALMA BEAUTY Spa SHR - das SHR-Einstiegssystem für Kosmetikstudios

Alma Lasers setzt mit dem **Blitzlampen-System** Spa SHR mit der original SHR™-Technologie neue Maßstäbe auf dem Gebiet der dauerhaften Haarentfernung.

Mit diesem System können Sie in Ihrem Studio an **365 Tagen im Jahr** eine **nahezu schmerzfreie Haarentfernung** für **alle Hauttypen** anbieten, selbst bei gebräunter Haut.

Die Anwendungen werden im **In-Motion**-Verfahren durchgeführt, bei dem der Behandler das Handstück gleitend über die Haut führt.

Durch die direkte Kontaktkühlung des Handstücks wird die Behandlung als angenehm empfunden.



Merkmale

Lichtquelle: AFT Xenon-Blitzlampe

Handstück



SHR MIT 5 CM² Zur Haarentfernung

Zur nahezu schmerzfreien Haarentfernung für alle pigmentierten Haare und alle Hauttypen, auch gebräunte Haut. Angenehme Behandlung durch gekühltes Handstück. Leicht in der Handhabung durch In-Motion-Methode.

Spezifikationen:

SHR 5 cm² SHR-Modus: 3-7 J/cm², 3 Hz

Behandlungsmethode

SHR

Die von Alma entwickelte und **patentierete SHR-Technologie** erzielt überragende Ergebnisse und wird **von international anerkannten Experten in Kliniken und Studios weltweit eingesetzt**.

SHR **erwärmt die Haut schrittweise** auf die Temperatur, welche die **Haarwurzeln wirksam schädigt** und ein **Nachwachsen der Haare verhindert**. Durch dieses schrittweise Erwärmen werden die Hautoberfläche und das **umliegende Gewebe maximal geschont**.

Die Haarfollikel werden nicht einem Einzelpuls mit hoher Energie ausgesetzt, bei dem eine Verletzung der Haut möglich ist. Stattdessen treffen **mehrfach kurze Pulse mit geringerer Energie** auf die Haut, bis die zur Schädigung der Haarfollikel **ausreichende Wärme** erreicht ist.

In-Motion

Bei der In-Motion™-Technik in Kombination mit SHR wird das Handstück wiederholt über die zu behandelnde Fläche bewegt. Dabei wird die **Energie in einem großflächigen Feld eingebracht**, nicht nur in der Region der Haarwurzel.

In-Motion gewährleistet eine vollflächige Erwärmung und **schädigt die Haarwurzeln im gesamten Behandlungsfeld gleichmäßig**, was die Behandlungsergebnisse entscheidend verbessert.

Vorteile

- sichere Behandlung aller Hauttypen und auch sonnengebräunter Haut
- nahezu schmerzfreie Behandlungen
- im In-Motion-Verfahren wird der Behandlungskopf gleitend über die Haut geführt
- kurze Behandlungszeiten
- schnelle Impulsabgabe (3 Hz), 3 Impulse pro Sekunde
- Dauereinsatz des Gerätes ohne Probleme möglich
- Haltbarkeit eines Handstücks bis 1 Million Impulse

System

Gewicht: 70 kg

Abmessungen: 93 cm (Höhe) x 55 cm (Breite) x 57 cm (Tiefe)

Stromanschluss: 230 V, 50 Hz



Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, Deutschland
Tel: +49 (0) 911 / 89 11 29-0
Fax: +49 (0) 911 / 89 11 29-99

info@almabeauty.de
www.almabeauty.de

©2015 Alma Lasers Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alma, Alma Lasers, das Alma Lasers-Firmenzeichen, Alma Beauty, In-Motion, Remove und SHR sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Alma Lasers Ltd. in den USA und/oder anderen Ländern.

SHR: Europäische Patent Nr. 1998700. Andere Patente sowie ausstehende Patente in den USA und anderen Ländern.

www.almabeauty.de

| marketing@almabeauty.com

Alma
Lasers™



Folgen Sie Alma Beauty