



**Harmony XL PRO**

*Special Edition*

# ClearSkin PRO

Fokus. Flexibilität. Freiheit.

**Das ist Harmony.**



# ClearSkin PRO

Vertrauen Sie dem **PRO**fi,  
wenn es um Hautverjüngung geht.

---

ClearSkin PRO ist Almas bahnbrechender neuer Laser-Applikator zur nicht-ablativen fraktionierten Hautverjüngung. Durch seine außergewöhnlich hohe Leistung erzielt ClearSkin PRO hervorragende, klinisch bestätigte Ergebnisse. Das Handstück verursacht durch einen nicht-ablativen Er:Glass-Laser mit 1.540 nm Wellenlänge thermische Koagulationszonen in der Dermis und induziert dadurch die Kollagen-Neosynthese und Bildung von neuem Gewebe. Gleichzeitig bietet die fraktionierte, nicht-ablative Behandlung ein hohes Maß an Sicherheit: die Epidermis bleibt geschlossen, die gleichzeitige Hautkühlung schützt zusätzlich die Hautoberfläche. ClearSkin PRO ist eine bedeutende Weiterentwicklung, die mit starken Ergebnissen - ohne Ausfallzeit - für den Patienten besticht. Das Ergebnis ist eine sichtbar jünger aussehende Haut.

## Leistungsstarke Technologie für überzeugende Ergebnisse

Mit der **doppelten** Leistung im Vergleich zu früheren Lösungen verfügt der ClearSkin PRO-Applikator über **3000 mJ** (61,2 mJ/Pixel) nicht-ablative Laserenergie pro Puls. Diese beträchtliche Leistungssteigerung bietet klinisch nachgewiesen eine sichtbare Verbesserung bei Behandlungen zur Hautverjüngung.


ClearSkin **PRO** ist das Highlight der neuen Harmony XL PRO Special Edition - das Er:Glass Laser-Handstück mit seiner herausragenden **thermischen Wirkung** komplementiert die Reihe von bereits klinisch erprobten Applikatoren zur ganzheitlichen Hautverjüngung perfekt.

**Ich habe bereits viel Erfahrung mit den verschiedenen Technologien und Applikatoren der Harmony XL Pro, aber ClearSkin PRO bietet definitiv etwas Einzigartiges. Das hohe Energieniveau ermöglicht wesentlich leistungsfähigere Behandlungen, und die Ergebnisse sind überragend. ClearSkin Pro bringt meiner Klinik einen echten Mehrwert und liefert meinen Patienten noch bessere Ergebnisse bei der Hautverjüngung.**

*Dr. med. Pablo Naranjo, Ärztlicher Direktor der Elite Laser Clinic & Laser Unit am NISA Krankenhaus, Madrid, Spanien*



ClearSkin Pro erzeugt in der Dermis etwa 850 Mikrometer tiefe Koagulationssäulen mit thermischer Schädigung, während die Epidermis geschlossen bleibt (dunkelvioletter Außenrand). Das angrenzende, nicht betroffene Hautgewebe trägt zur Synthese von neuem Kollagen bei.



Vorher



Nach 4 Behandlungen




Vorher



Nach 3 Behandlungen

Mit freundlicher Genehmigung von Almas klinischer Abteilung

## Starke Technologie. Starke Ergebnisse. **Ein wahrer PRO.**

  
Hohe Leistung (bis zu 3000 mJ)

  
Bestätigte und überzeugende Ergebnisse

  
Keine Ausfallzeit

  
Ganzjährig durchführbare Behandlung

  
Optimal & sicher für alle Hauttypen

**Alma Lasers GmbH**

Nordostpark 100-102  
90411 Nürnberg,  
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0  
Fax + 49 911 / 89 11 29-99  
E-Mail: [info@alma-lasers.de](mailto:info@alma-lasers.de)

[www.alma-lasers.de](http://www.alma-lasers.de)

Service-Hotline:  
+49 (0) 1805 / 34 24 12\*  
\*14 Cent/pro Minute aus dem dt. Festnetz

© 2020 Alma. Alle Rechte vorbehalten. Alma, das Firmenlogo, Harmony, ClearSkin sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Alma in den USA und/oder anderen Ländern.



FOLGEN SIE  
ALMA LASERS

