



ALMA BEAUTY REMOVE - hocheffektive Laser-Haarentfernung

Als 810 nm "Gold Standard" Diodenlaser ist REMOVE die **meistverkaufte Technologie zur Laser-Haarentfernung** und weltweit in über 3.500 Kliniken im Einsatz.

Haarentfernung per Laser ist die Premiummethode für Experten. Sie ermöglicht schnelle, hocheffektive und nahezu schmerzfreie Behandlungen für glatte, streichelzarte Haut ohne störende Haare.

Die **Kombination** von Almas **810 nm Diodenlaser** mit der patentierten **SHR™ Technologie** macht REMOVE zur sichersten, verlässlichsten und effektivsten Laser-Haarentfernungsmethode auf dem Markt.



Merkmale

Lichtquelle: 810 nm Diodenlaser

Handstücke



COMPACT

Leicht zu handhaben

Durch das leichte und ergonomische Design können die Behandlungen einfacher ausgeführt werden, was diese für die Kunden angenehmer macht.

Spezifikationen:
Spotgröße 12 x 10 mm,
bis zu 20 J/cm²,
bis zu 10 Hz



GESICHTSAUFSATZ

Für schwer zugängliche Bereiche

Mit dem für REMOVE einzigartigen Gesichtsaufsatz sind selbst schwer zugängliche Bereiche, wie Ohren, Nasenlöcher sowie zwischen den Augenbrauen, leicht behandelbar.

Spezifikationen:
Spotgröße 6 mm



HYGIENEAUFSÄTZE

Für Behandlungen sensibler Bereiche

Als besonderer Service können Einmal-Hygieneaufsätze für sensible Bereiche verwendet werden, die das Kundenvertrauen durch erhöhtes Hygienebewusstsein stärken.

10 Stück pro
Verpackungseinheit

System

Gewicht: 40 kg

Abmessungen: 56 cm (Breite) x 47 cm (Tiefe) x 45 cm (Höhe)

Stromanschluss: 230 V, 50 Hz

Vorteile

- 8 Jahre klinisch erwiesene Wirksamkeit
- Tragbares System, für maximale Mobilität und Flexibilität
- Intuitiver und benutzerfreundlicher 15,6 Zoll-Farb-Touchscreen
- Einfach zu bedienen, mit schnellem Lernfortschritt
- Dual Mode: SHR- und HR-Modus
- Keine Verbrauchsmittel (nur optionale Hygieneaufsätze)
- Ohne Pulsbegrenzungen und keine zusätzlichen Betriebskosten, dadurch maximaler Gewinn



Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 911 / 89 11 29-0
Fax: +49 (0) 911 / 89 11 29-99

info@almabeauty.de
www.almabeauty.de

©2015 Alma Lasers Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alma, Alma Lasers, das Alma Lasers-Firmenzeichen, Alma Beauty, In-Motion, Remove and SHR sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Alma Lasers Ltd. in den USA und/oder anderen Ländern.

SHR: Europäische Patent Nr. 1998700. Andere Patente sowie ausstehende Patente in den USA und anderen Ländern.

www.almabeauty.com

| marketing@almabeauty.com

Alma
Lasers™



Folgen Sie Alma Beauty